



LEONARDO® Mini Athletic Laser



| Technische Daten | LEONARDO® Mini Athletic |
|-----------------------------|---|
| REF | SL810+980nm15W |
| Max. Leistung / Wellenlänge | 7,5 Watt (810 nm) / 7,5 Watt (980 nm) |
| Faserkerndurchmesser | ≥ 360 µm |
| Pilotstrahl | 635 nm, max. 4 mW |
| Behandlungsmodus | CW, Pulse Mode (optional) |
| Pulsdauer / -pause | 0,01 - 60 Sek. / 0,01 - 60 Sek. |
| Netzanschluss | 110 - 240 VAC, 50 - 60 Hz (7,2 VDC @ 36 Watt) |
| Batterien | Li-ion Batterien |
| Größe (H × B × T) | 6 cm × 9 cm × 21,5 cm |
| Gewicht | 900 g |

Faser

| REF | Produkt | VE * | Länge [m] | OD ø [mm] |
|-----------|---|------|-----------|-----------|
| 503201921 | Reusable Bare Fiber 600 µm, Flat Tip, IC (10 × 1 h) | 5 | 3 | 0,95 |

* Verpackungseinheit

