

# LOMA Fokussierhandstück

Lasertherapie bei Kondylomen



# LOMA


| REF       | Produkt                       |
|-----------|-------------------------------|
| 503200970 | LOMA Focus Handpiece          |
| AB 2854   | LOMA Handpiece Protection Cap |




LOMA Focus  
Handpiece



**LEONARDO® DUAL 45**  
universal & ingenious



Condyloma acuminata vorher



Laserbehandlung

# Kondylome – effektiv behandeln mit LEONARDO® DUAL und LOMA

Das LOMA Fokussierhandstück wurde speziell für die Behandlung von Kondylomen entwickelt. Kondylome sind Genitalwarzen, ausgelöst durch ein Virus, das sogenannte humane Papillomvirus (HPV). Mit dem fokussierten Laserspot von 1,0 mm werden die betroffenen Stellen mit dem LEONARDO® DUAL Laser bestrahlt.

## **Anwendung:**

- Vaporisation der betroffenen Bereiche mit DUAL Wellenlängen 980 nm und 1470 nm
- Vollständige Zerstörung des viralen Genoms durch Tiefenwirkung
- Non-Kontakt Verfahren
- Kostengünstige Behandlung mit wiederverwendbarem Handstück

## **Ausstattung des LOMA:**


- Lebensdauer von zwei Jahren garantiert zuverlässige Funktionsweise
- Im Set mit drei sterilisierbaren Kappen, so dass mehrere Patienten nacheinander behandelt werden können

## **Vorteile:**

- Unblutiges OP-Feld
- Geringe Rauchentwicklung
- Kurze Behandlungszeit
- Keine Verbrennungen, vitale Oberfläche der Haut
- Weniger post-operative Schmerzen

Unter dem Dach der biolitec AG entwickelt und vertreibt die CeramOptec SIA mit Standort in Livani Diodenlaser und hochwertige Lichtleiter. Mit zahlreichen internationalen Büros ist die biolitec Gruppe international seit über 30 Jahren präsent.

Informieren Sie sich über weitere Anwendungsgebiete unter [www.biolitec.de](http://www.biolitec.de) und kontaktieren Sie uns.



## biolitec® worldwide

### **biolitec AG**

Vienna, Austria  
phone: +43 1 3619 909 50  
info@biolitec.de  
www.biolitec.com

### **biolitec biomedical technology GmbH**

Jena, Germany  
Phone: +49 3641 519 53 0

### **biolitec Schweiz GmbH**

Wollerau, Switzerland  
Phone: +41 55 555 30 20

### **biolitec Italia SRL**

Milano, Italy  
Phone: +39 02 8423 0633

### **biolitec T. C. S. V. P. Ltd.**

Istanbul, Turkey  
Phone: +90 216 574 7456

### **OOO biolitec Spb**

Saint-Petersburg, Russia  
Phone: +7 812 4493752

### **biolitec FZ LLC**

Dubai, UAE  
Phone: +971 44 29 85 92

### **biolitec laser science and technology Shanghai Ltd.**

Shanghai, China  
Phone: +86 21 6308 8856

### **biolitec Sdn. Bhd.**

Selangor, Malaysia  
Phone: +60 3 5569 7158

### **biolitec India Private Ltd.**

Bangalore, India  
Phone: +91 265 3201106

### **PT. Biolitec**

Tangerang, Indonesia  
Phone: +62 21 537 2994

### **biolitec Korea Ltd.**

Seoul, Republic of Korea  
Phone: +82 2 701 4707

### **Equipos Laser de Uso Medico y Fibra Optica SA de CV**

México City, Mexico  
Phone: +52 155 55 731800

### **biolitec BCIE LTDA**

São Paulo, Brazil  
Phone: +55 11 2093 8602

### **CeramOptec GmbH**

Bonn, Germany  
Phone: +49 228 979670

### **Ceram Optec SIA**

Rīga, Latvia  
Phone: +371 653 25 994



All fibers are free of latex and DEHP. Our fibers are single use products (unless otherwise indicated) delivered sterile for immediate use.

### **Imprint**

biolitec AG  
Untere Viaduktgasse 6/9  
A-1030 Wien  
Phone: +43 1 3619 909 50  
www.biolitec.com