

# LaEvita

## Unbeschwert Frau sein

### Die Laserbehandlung des urogenitalen Menopausensyndroms

biolitec® hat die Komplettlösung für die häufigsten gynäkologischen Beeinträchtigungen.



### Warum LaEvita?

LaEvita ist die neue, schonende Lösung zur Behandlung von **Vaginalatrophie** und **leichter Stressinkontinenz**. Es handelt es sich um eine **NICHT-ablative und NICHT-destruktive Diodenlasertechnik**. LaEvita ist nahezu schmerzfrei und wird von den Patientinnen gut vertragen, da die Behandlung schonend, schnell, unblutig und ohne Brennen ambulant durchgeführt wird und keine Anästhesie notwendig ist.

### Wie funktioniert LaEvita?

Dank des speziellen Applikators strahlt der LEONARDO® DUAL Laser ein sanftes Licht ab, das die Kollagenproduktion anregt und die vaginale Elastizität und Hydratation wiederherstellt. Die Vaskularisation der Vaginalschleimhaut wird verbessert. Jede Sitzung dauert etwa 10 Minuten und kann ohne Anästhesie durchgeführt werden. Die Behandlung umfasst 3 Sitzungen im Abstand von 4 Wochen. In schwereren Fällen kann eine zusätzliche Sitzung erforderlich sein. Das Verfahren wird ambulant durchgeführt, ist für die Patientin nahezu schmerzfrei. Sie ist sofort nach dem Eingriff mobil.

# Was benötigen Sie?

Die Technik erfordert lediglich den Einsatz des LEONARDO® DUAL-Lasers, die Verwendung des wiederverwendbaren LaEvita-Handstückes und der Kits für die Behandlung von vaginaler Atrophie bzw. Harninkontinenz.

## Vorteile

- Reduziert signifikant vaginale Trockenheit und Schmerzen ohne Nebenwirkungen
- Hilft, ein erfülltes Intimleben aufrechtzuerhalten
- Ambulantes Verfahren
- Keine Anästhesie notwendig
- Keine Nebenwirkungen
- Effektiv
- Nahezu schmerzfrei
- Keine Ausfallzeiten



## LaEvita Handstück\*

REF	Produkt	Außen ø [mm]	Innen ø [mm]	Länge ø [mm]
400500400	LaEvita Small	24	2,20	100
400500410	LaEvita Medium	24	2,20	135
400500420	LaEvita Large	28	2,20	135
400500430	LaEvita Handpieces Set - (LaEvita small, medium, large)			

\*Das Vaginalhandstück ist ein wiederverwendbares Handstück zur Anwendung bei gynäkologischen vaginalen Behandlungen..



**LEONARDO® DUAL 45**  
Die Komplettlösung für  
die Gynäkologie und mehr

## Kits

REF	Produkt	Komponenten	Anzahl
503200610	Vaginal Atrophy LaEvita Kit, IC	Coupling Fiber, IC	1
		Side Fiber Tip	10
503200620	Urinary Incontinence LaEvita Kit, IC	Coupling Fiber, IC	1
		Radial Fiber Tip	10
		Side Fiber Tip	10



**biolitec biomedical technology GmbH**

Phone: +49 3641 519 53 0

Otto-Schott-Str. 15

07745 Jena, Germany

© biolitec®, LaEvita information Gynecology, 410510000, Rev. A, 20221219

**Kontaktieren  
Sie uns**

