

LOMA Fokussierhandstück

Lasertherapie bei Kondylomen



LOMA

REF	Produkt
503200970	LOMA Focus Handpiece
AB 2854	LOMA Handpiece Protection Cap




LOMA Focus
Handpiece




LEONARDO® DUAL 45

universal & ingenious



Condyloma acuminata vorher



Laserbehandlung

Kondylome – effektiv behandeln mit LEONARDO® DUAL und LOMA

Das LOMA Fokussierhandstück wurde speziell für die Behandlung von Kondylomen entwickelt. Kondylome sind Genitalwarzen, ausgelöst durch ein Virus, das sogenannte humane Papillomvirus (HPV). Mit dem fokussierten Laserspot von 1,0 mm werden die betroffenen Stellen mit dem LEONARDO® DUAL Laser bestrahlt.

Anwendung:

- Vaporisation der betroffenen Bereiche mit DUAL Wellenlängen 980 nm und 1470 nm
- Vollständige Zerstörung des viralen Genoms durch Tiefenwirkung
- Non-Kontakt Verfahren
- Kostengünstige Behandlung mit wiederverwendbarem Handstück

Ausstattung des LOMA:


- Lebensdauer von zwei Jahren garantiert
- zuverlässige Funktionsweise
- Im Set mit drei sterilisierbaren Kappen, so dass mehrere Patienten nacheinander behandelt werden können

Vorteile:

- Unblutiges OP-Feld
- Geringe Rauchentwicklung
- Kurze Behandlungszeit
- Keine Verbrennungen, vitale Oberfläche der Haut
- Weniger post-operative Schmerzen

Unter dem Dach der biolitec AG entwickelt und vertreibt die CeramOptec SIA mit Standort in Livani Diodenlaser und hochwertige Lichtleiter. Mit zahlreichen internationalen Büros ist die biolitec Gruppe international seit über 30 Jahren präsent.

Informieren Sie sich über weitere Anwendungsgebiete unter www.biolitec.de und kontaktieren Sie uns.



biolitec® worldwide

biolitec Holding GmbH & Co KG

Vienna, Austria
phone: +43 1 3619 909 50
info@biolitec.de
www.biolitec.com

biolitec biomedical technology GmbH

Jena, Germany
Phone: +49 3641 519 53 0

biolitec Schweiz GmbH

Wollerau, Switzerland
Phone: +41 55 555 30 20

biolitec España

Madrid, Spain
Phone: +34 91 9910857

biolitec Italia SRL

Milano, Italy
Phone: +39 02 8423 0633

biolitec Tıbbi Cihazları Ltd. Şti.

Istanbul, Turkey
Phone: +90 216 574 7456

OOO biolitec Spb

Saint-Petersburg, Russia
Phone: +7 812 4493752

biolitec FZ LLC

Dubai, UAE
Phone: +971 44 29 85 92

biolitec laser science and technology Shanghai Ltd.

Shanghai, China
Phone: +86 21 6308 8856

biolitec Sdn. Bhd.

Selangor, Malaysia
Phone: +60 3 5569 7158

biolitec India Private Ltd.

Bangalore, India
Phone: +91 93275 11005

PT. Biolitec

Tangerang, Indonesia
Phone: +62 21 295 57 419

biolitec Korea Ltd.

Seoul, Republic of Korea
Phone: +82 2 701 4707

Equipos Laser de Uso Médico y Fibra Óptica SA de CV

(Biolitec Mexico & Latin América)
Phone: +52 (55) 5573 1800

Biolitec Biotecnologia Comércio, Importação, Exportação LTDA

São Paulo, Brazil
Phone: +55 11 2093 8602

CeramOptec GmbH

Bonn, Germany
Phone: +49 228 979670

Ceram Optec SIA

Riga, Latvia
Phone: +371 653 25 994



All fibers are free of latex and DEHP. Our fibers are single use products (unless otherwise indicated) delivered sterile for immediate use.

Imprint

biolitec Holding GmbH & Co KG
Untere Viaduktgasse 6/9
A-1030 Wien
Phone: +43 1 3619 909 50
www.biolitec.com