

ELVeS® Radial® swift 2ring

Jetzt
neu!

Mit Sicherheit
schonend!

BIS ZU
10 WATT
LEISTUNG

BIS ZU
12 WATT
LEISTUNG

ELVeS® Radial®
swift

ELVeS® Radial®
swift 2ring

Vorteile der ELVeS® Radial® swift-Fasern

- Einführschleuse nur 5Fr-Größe statt 6Fr
- oder einfacher Zugang via 14GA-Katheter
- Bewährtes FUSION®-Sicherheitskonzept

Die swift-Fasern wurden entwickelt, um unsere Produktpalette zu vervollständigen. Der Zugang kann entweder durch direkte Punktion mit einer 14GA-Kanüle oder mit


einem gewöhnlichen 5Fr-Introducer-Set (anstelle von 6Fr) erfolgen. Passen Sie sich in Bezug auf Energie, Leistung und Vorgehensweise flexibel an die jeweilige Vene an.



Platzierung des 14GA-Katheter



Einführen in die Vene



Beginn der Laserbehandlung

Fasern*

REF	Produktname	VE **	Länge [m]	∅ Faserspitze [mm]	KE***
503100140	ELVeS® Radial® swift, IC	10	2.5	1.5	5Fr/14GA
503100142	ELVeS® Radial® swift 2ring, IC	10	2.5	1.5	5Fr/14GA

Kits*

503100141	ELVeS® Radial® swift Kit, IC	10	2.5	1.5	5Fr/14GA
503100143	ELVeS® Radial® swift 2ring Kit, IC	10	2.5	1.5	5Fr/14GA

Nur für den Gebrauch mit 1470 nm und 1940 nm ** Verpackungseinheit *** Kompatible Einführschleuse

Imprint
biolitec AG
Untere Viaduktgasse 6/9
A-1030 Wien
Phone: +43 1 3619 909 50
info@biolitec.de
www.biolitec.com

All fibers are free of latex and DEHP.
Our fibers are single use products
(unless otherwise indicated) delivered
sterile for immediate use.
biolitec®, FUSION® and ELVeS® Radial®
are registered trademarks owned by
biolitec.

Kontaktieren Sie uns



**bio
LITEC**®