

Holmium Fasern

Besonders hochwertige und
exzellente Holmium Laserfasern




- Überragende Qualität
- Hohe Stabilität und Haltbarkeit
- Geeignet für diverse Lasersysteme



biolitec Holmium Laserfasern

biolitec fertigt diese qualitativ äußerst hochwertigen Laserfasern in der eigenen Produktion mit jahrzehntelangem Know-how. Ihre Klinik und Ihre Patienten profitieren von unseren High-Tech Fasern von herausragender Qualität.



Einmal Fasern

REF	Produktname	Länge [m]	Kernø [µm]/[Fr]	ADø [µm]/[Fr]	Stecker	NA
500200326	Megabeam HBF5F 230 - 253, OD 420 µm	3.1	272	420	SMA905	0.28
500200327	Megabeam HBF5F 365 - 403, OD 550 µm	3.1	365	550	SMA905	0.22/0.37
500200328	Megabeam HBF5F 550 - 603, OD 750 µm	3.1	550	750	SMA905	0.22/0.37

Mehrfachnutzung

REF	Produktname	Länge [m]	Kernø [µm]/[Fr]	ADø [µm]/[Fr]	Stecker	NA
500200789	Megabeam RHBFSF 230 / 253 - 3	3.0	272	420	SMA905	0.22/0.36
500200790	Megabeam RHBFSF 365 / 400 - 3	3.0	365	550	SMA905	0.22/0.36
500200791	Megabeam RHBFSF 550 / 605 - 3	3.0	550	750	SMA905	0.22/0.36
500200792	Megabeam RHBFSF 945 / 1000 - 3	3.0	945	1400	SMA905	0.22/0.36

Side Fiber

REF	Produktname	Länge [m]	Kernø [µm]/[Fr]	ADø [µm]/[Fr]	Stecker	NA
500300451	Megabeam SF - 2100 - H	3.2	550	950	SMA905	0.22

Fasern sind kompatibel mit, aber nicht limitiert auf: StoneLight®, COHERENT®, Deka, LUMENIS®, Dornier MedTech und NewStarLaser Systeme.