

# HighTech-Kampf gegen lästige Varizen

**DÜSSELDORF.** Neue Maßstäbe im Bereich der Laserbehandlung von Varizen will der Lasertechnikanbieter biolitec setzen. In Düsseldorf zeigt er in Halle 10 als Neuheit seine Fusion™-Technologie. Die Systemlösung soll für Sicherheit und Präzision während des Eingriffs sorgen. Mit den ELVeS Radial 2ring™-Fasern können laut biolitec minimal-invasive Eingriffe präziser und nebenwirkungsärmer durchgeführt werden, da die lichtleitende Faser durch ihre zweiphasige Abstrahlung Venen schmerz- und nebenwirkungsarm von innen verschließt. Die Energie werde in zwei Ringe aufgeteilt und strahle so optimal an die Gefäßwand ab. (maw)